


Traf4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

Artikelnummer: CM0029536



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Anti-TRAF4-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes TRAF4 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur EGFR-Signaltransduktion, Apoptose und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9618
GenID	9618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 251-470 von menschlichem TRAF4 (NP_004286.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BUZ4
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel