


Trail/Tnfsf10 Kaninchen Mab - P50591

Artikelnummer: CM0004811



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRAIL/TNFSF10, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRAIL/TNFSF10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8743
GenID	8743
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 114-281 des humanen TRAIL/TNFSF10 entspricht (NP_003801.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50591
Proteingewicht	12 kDa/33 kDa
Versand	Eisbeutel