


Trem11 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Yw5

Artikelnummer: CM0017971



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches TREML1 (TLT-1, Triggered Rezeptor exprimiert auf Myeloidzellen-ähnliches Protein 1), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TREML1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dj238023.3; TREML1
Spezies	Mensch
Gen-ID	340205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 16-162 des menschlichen TREML1 (NP_835468.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86YW5
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel