

Trim27 Kaninchen Pab - P14373

Artikelnummer: CM0024172

Einführung

TRIM27 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-TRIM27 und ermöglicht Forschung zu Ubiquitinierung, Apoptose, angeborener Immunität und Autophagie-Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RFP; RNF76; TRIM27
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5987
Gen-ID	5987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 des humanen TRIM27 (NP_006501.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14373
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel