

Trim47 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ld4

Artikelnummer: CM0019883

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes TRIM47, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; detektiert endogenes TRIM47 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Ubiquitin-Signalweg und zu Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRIM47 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GOA; RNF100; TRIM47
Art	Mensch
GenID (Mensch)	91107
GenID	91107
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 356-530 des humanen TRIM47 (NP_258411.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96LD4
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel