


Trim5 Kaninchen Pak Für Wb, Elisa - Q9C035

Artikelnummer: CM0020938



Einführung

Hochwertiger TRIM5 Kaninchen-Polyklonaler-Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für menschliche und Maus-Proben. Erkennt endogenes TRIM5 (Q9C035) für die Forschung zur retroviralen Restriktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM5 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	RNF88; TRIM5alpha; TRIM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	85363
Gen-ID	85363
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem TRIM5 (NP_149083.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C035
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel