


Trim5-Kaninchen-Pab - Q9C035

Artikelnummer: CM0021599



Einführung

Polyklonaler TRIM5-Kaninchenantikörper (pAb), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt endogenes TRIM5 in humanen, murinen und Rattenproben; vorhergesagtes Molekulargewicht ca. 56 kDa. Geeignet für die Erforschung der antiviralen angeborenen Immunität und der Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM5-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RNF88, TRIM5alpha, TRIM5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	85363
GeneID	85363
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen TRIM5 (NP_149083.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C035
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku