


Trimethyl-Histon H3-K14 (Q16695 / P68431) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa

Artikelnummer: CM0000343



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für trimethyliertes Lysin 14 von Histon H3 (UniProt Q16695/P68431). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, mit Reaktivität bei Mensch, Maus, Ratte und breiter vorausgesagter kreuzartiger Abdeckung. Ideal für epigenetische und chromatinbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histon H3-K14
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel