


Trimethyl-Histon H3-K27 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Chip, Elisa

Artikelnummer: CM0000367



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der trimethyliertes Lysin 27 von Histon H3 erkennt (SWISS Q16695/P68431). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. Geeignet für Mensch, Maus, Ratte und andere Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histon H3-K27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel