


Trimethyl-Histon H3-K36 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Epigenetische Forschung (Q16695/P68431)

Artikelnummer: CM0000267



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen trimethyliertes Lys36 von humanem Histon H3.1t und H3.1 (Q16695/P68431) gerichtet ist. Validiert für WB, ChIP, IF/ICC und ELISA mit breiter Spezies-Reaktivität. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histon H3-K36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H3 (NP_003520.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel