


Trimethyl-Histon H3-K4 (H3K4Me3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper – Q16695/P68431 Für Chip-Seq & Wb

Artikelnummer: CM0000396



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der trimethyliertes Lys4 von Histon H3 (Q16695/P68431) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, ChIP-seq, ELISA. Geeignet für epigenetische Biomarkerforschung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel