

Trimethyl-Histon H3-K4 (Q16695 / P68431) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Epigenetische Forschung & Chip, Wb, Elisa

Artikelnummer: CM0000312



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen trimethyliertes Lysin 4 des menschlichen Histon H3 (Q16695/P68431). Validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische Studien und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K4 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histon H3; HIST1H3A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8290/ 8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K4 des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel