


Trimethyl-Histone H3-K4 Rabbit Mab - Q16695/P68431 - Wb, Ihc-P, If, Chip Antikörper

Artikelnummer: CM0000330



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der trimethyliertes Histone H3 an Lysin 4 (H3K4me3) erkennt. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP. Vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Human, Maus, Ratte. Proteingewicht: 15 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/ 8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K4 von menschlichem Histone H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel