


Trimethyl-Histon H3-K56 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000296



Einführung

Hochspezifischer TriMethyl-Histon H3-K56 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, der trimethyliertes Lysin 56 von menschlichem H3.1/H3.1t erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und ChIP-seq; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K56 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histon H3-K56
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K56 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel