

Trimethyl-Histon H3-K64 (Q16695/P68431) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

Artikelnummer: CM0000298



Einführung

TriMethyl-Histon H3-K64 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für Western Blot, IHC-Paraffin, IF/ICC und ELISA. Voraussichtlich erkennt er trimethyliertes Lysin 64 des Histons H3 aus Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K64 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histon H3-K64
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K64 des menschlichen TriMethyl-Histons H3-K64 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel