


Trimethyl-Histon H3-K79 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q16695 / P68431) Für Wb, Chip, Epigenetik

Artikelnummer: CM0000327



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für trimethyliertes Histon H3 an Lysin 79 (H3K79me3). Geeignet für WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Schlüsselwerkzeug für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K79 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histon H3-K79
Art	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K79 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel