


Trimethyl-Histone H3 (K9) Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Q16695/P68431 | Wb, Chip, Ihc, Elisa

Artikelnummer: CM0000395



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Trimethylierung an Lysin 9 von Histon H3 (Q16695/P68431) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, ChIP, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen in verschiedenen Spezies.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histone H3-K9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4;; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches trimethyliertes Peptid rund um K9 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel