

Trimethyl-Histon H4-K20 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb/Ihc/If (P62805)

Artikelnummer: CM0000257



Einführung

Entdecken Sie CamelBios TriMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen pAb (P62805) für WB, IHC-P, IF/ICC, DB, ELISA. Spezifisch für Mensch, Maus, Ratte und mehr. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H4-K20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMethyl-Histon H4-K20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K20 des menschlichen Histons H4 (NP_003529.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	P62805
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel