

Triobp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2D6

Artikelnummer: CM0030334

Einführung

TRIOBP polyklonaler Antikörper (Mensch, Maus) validiert für WB, IHC-P, ELISA. Wichtig für die Organisation des Aktinzytoskeletts und die Bildung von Stereozilien-Wurzelfortsätzen. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIOBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TARA; TAP68; DFNB28; dj37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11078
GeneID	11078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-310 von humanem TRIOBP (NP_008963.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H2D6
Proteingewicht	261 kDa
Versand	Eisbeutel