

Trka Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04629

Artikelnummer: CM0005670



Einführung

Kaninchen-monoklonaler TrkA-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-TrkA/NTRK1 Rezeptor-Tyrosinkinase. Ideal für Forschung zu neurotropher Signalübertragung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4914
GenID	4914
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 697-796 von menschlichem TrkA (P04629) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04629
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel