

Trka Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Artikelnummer: CM0020233



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den NGF-Rezeptor hoher Affinität (TrkA), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Anwendungen in der Neurowissenschaft und Onkologie. UniProt: P04629.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4914
GenID	4914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem TrkA (NP_002520.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04629
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel