

Trka Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Artikelnummer: CM0013346



Einführung

TrkA Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den hochaffinen NGF-Rezeptor NTRK1 ab. Ideal für Neurobiologie, Onkologie-Forschung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Zielart	Mensch
Gen-ID	4914
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-796 von humanem TrkA (NP_002520.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04629
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel