


## Trkb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16620

Artikelnummer: CM0002624



### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TrkB (UniProt Q16620). Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Neurowissenschaften zur Erforschung der Neurotrophin-Signalgebung, Differenzierung und synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TrkB Kaninchen mAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 4915                                                                                                                            |
| GenID             | 4915                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-430 von humanem TrkB (NP_001018074.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q16620                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 92kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |