


Trkb Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16620

Artikelnummer: CM0020768



Einführung

TrkB Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TrkB (aa 32-430) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Neurobiologie- und Rezeptor-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Spezies	Human
GeneID (Human)	4915
GeneID	4915
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16620
Protein-Gewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel