


Trmt112 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ui30

Artikelnummer: CM0014873



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRMT112, eine multifunktionelle Methyltransferase-Untereinheit, die an der Methylierung von rRNA, tRNA und Proteinen beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT112 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRMT112; HSPC152; HSPC170; hTrm112; TRMT11-2; TRMT112
Spezies	Human
GenID (Human)	51504
GenID	51504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-125 von humanem TRMT112 (NP_057488.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui30
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel