


Trpv6 Kaninchen Pak - Q9H1D0

Artikelnummer: CM0015632



Einführung

Dieser TRPV6 Kaninchen pAk erkennt menschliches, murines und rattiges TRPV6, einen kalziumselektiven Kanal, der für die intestinale Ca²⁺-Aufnahme und den Kalziumhaushalt kritisch ist. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRPV6 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	CAT1; CATL; ZFAB; ECAC2; ABP/ZF; HRPTTN; LP6728; HSA277909; TRPV6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55503
GenID	55503
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TRPV6 (NP_061116.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1D0
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel