

Trub1 Kaninchen Pab - Q8Wwh5

Artikelnummer: CM0022368



Einführung

TRUB1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, der menschliches, murines und rattiges TRUB1 nachweist, eine Pseudouridylat-Synthase, die an der mRNA- und tRNA-Pseudouridylierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRUB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PUS4; TRUB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	142940
GenID	142940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 100-280 von menschlichem TRUB1 (NP_631908.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WWH5
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel