


Tsfm Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43897

Artikelnummer: CM0003934



Einführung

TSFM Kaninchen monoklonaler Antikörper zum Nachweis des mitochondrialen Elongationsfaktors Ts in WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die mitochondriale Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSFM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10102
GenID	10102
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TSFM (P43897) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43897
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel