

Tsg101/Vps23 Rabbit Mab Für Wb, Elisa - Q99816

Artikelnummer: CM0010778



Einführung

Hochspezifisches monoklonales Kaninchen-Antikörper gegen TSG101 (ESCRT-I-Komplex-Untereinheit), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die vesikuläre Trafficking- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSG101/VP523 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TSG10; VPS23
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7251
GenID	7251
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99816
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel