


Tspan15-Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - 095858

Artikelnummer: CM0013763



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Tetraspanin-15 (TSPAN15), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des ADAM10-Transports, der Notch-Signalübertragung und der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSPAN15-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	NET7; NET-7; TM4SF15; 2700063A19Rik; TSPAN15
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23555
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 110-220 des menschlichen TSPAN15 (NP_036471.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95858
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Kühlakku