


Tsr1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q2NI82

Artikelnummer: CM0025899



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes TSR1, geeignet für WB und ELISA. Detektiert endogenes TSR1 in humanen und Maus-Proben; unverzichtbares Werkzeug für die Ribosomenbiogenese-Forschung. Versand: Kühltasche.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 455-804 von humanem TSR1 (NP_060598.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q2NL82
Proteingewicht	92kDa
Versand	Kühltasche