

Ttk Rabbit Pab - Ttk

Artikelnummer: CM0019887

Einführung

TTK Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen ein rekombinantes Fragment des menschlichen TTK-Proteins hergestellt wurde. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen zeigt er Kreuzreaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte, mit einer erwarteten Bandengröße von 96-97 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTK Rabbit pAb
Alias	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Spezies	Mensch
Gen-ID	7272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 536-789 des menschlichen TTK (NP_003309.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	96kDa/97kDa
Versand	Eisbeutel