

Tusc2 Kaninchen Pab - O75896

Artikelnummer: CM0030646

Einführung

TUSC2 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb), der auf das Tumor-Suppressor-Kandidat 2 (FUS1) Protein abzielt. Geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu den Spezies Mensch, Maus und Ratte. Ein zuverlässiges Werkzeug für die Krebsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUSC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11334
GenID	11334
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem TUSC2 (NP_009206.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75896
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel