

Twist2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wvj9

Artikelnummer: CM0027582

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TWIST2 (bHLHa39, Dermo-1), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation, Osteogenese und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TwIST2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMS; FFDD3; BBR SAY; DERM01; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	117581
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TWIST2 (NP_476527.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WVJ9
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel