

## Tyro3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06418

Artikelnummer: CM0017384



### Einführung

Tyro3-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes Tyro3 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Tyro3-vermittelten Signalübertragung, des neuronalen Schutzes und der Mechanismen des viralen Eindringens in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Tyro3-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3                                                                             |
| Art               | Mensch                                                                                                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 7301                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 7301                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 290-430 des humanen Tyro3 (NP_006284.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q06418                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 97 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                               |