

Ube2D1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51668

Artikelnummer: CM0024097



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen UBE2D1 (UBCH5/UBC4/5) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattus-Proteine. Nützlich für die Erforschung von Ubiquitin-Konjugierung und Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2D1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7321
Gen-ID	7321
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die für die Aminosäuren 1-147 von humanem UBE2D1 (NP_003329.1) kodiert.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51668
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel