

## Ube2F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

Artikelnummer: CM0025491



### Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen UBE2F (NEDD8-konjugierendes Enzym 2). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Neddylierungs- und Cullin-Modifikationswegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBE2F Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Anmerkungen/Alias | NCE2; UBE2F                                                                                                                |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID            | 140739                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-185 des humanen UBE2F (NP_542409.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q969M7                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 21kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |