


Ube2I-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63279

Artikelnummer: CM0008970



Einführung

Zuverlässiger monoklonaler UBE2I-(UBC9)-Kaninchenantikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt das SUMO-konjugierende Enzym UBC9 aus Mensch, Maus und Ratte, einen wichtigen Regulator der SUMOylierung, der Kernarchitektur und der Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2I-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7329
GeneID	7329
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen UBE2I (P63279) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63279
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku