


Ube2l Kaninchen Pab Für Wb - P63279

Artikelnummer: CM0020692



Einführung

Dieser kaninchen polyklonale Antikörper gegen UBE2L (UBC9) ist für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte validiert. Erforschen Sie die SUMOylierung und Chromosomensegregation mit hoher Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2L
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7329
Gen-ID	7329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-158 von menschlichem UBE2L (NP_003336.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63279
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel