

Ube2K Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61086

Artikelnummer: CM0013829



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes UBE2K (E2-25K, HIP2). Validiert für Western Blot und ELISA, er ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Ubiquitin-Proteasom-Forschung, Untersuchungen zur Huntington-Krankheit und die Analyse ER-assoziiierter Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2K Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3093
Gen-ID	3093
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem UBE2K (NP_005330.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P61086
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel