

Ube2W-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96B02

Artikelnummer: CM0022764



Einführung

Dieser polyklonale UBE2W-Kaninchenantikörper erkennt humanes und murines UBE2W (UBC-16) und wurde für Western Blot und ELISA validiert. UBE2W ist ein E2-Ubiquitin-konjugierendes Enzym, das an der N-terminalen Monoubiquitinierung und der DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2W-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UBC16; UBC-16; UBE2W
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55284
GeneID	55284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-110 des humanen UBE2W (NP_001001481.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96B02
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel