


Ube3A Kaninchen Pab - Q05086

Artikelnummer: CM0024656



Einführung

UBE3A Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; detektiert eine Bande von 101 kDa; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitinierung, zirkadianen Rhythmen, synaptischer Plastizität und viraler Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7337
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-590 des humanen UBE3A (NP_570853.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05086
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Eisbeutel