

Ube4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

Artikelnummer: CM0028377



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE4A (Ubiquitin-Konjugationsfaktor E4 A) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Ubiquitin-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9354
Gen-ID	9354
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 797-1066 von humanem UBE4A (NP_001191006.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14139
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel