

Ubiquitin-Kaninchen-Pab - P0Cg47

Artikelnummer: CM0015192



Einführung

Polyklonaler Ubiquitin-Kaninchenantikörper für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Ubiquitin aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des proteasomalen Abbaus, der DNA-Reparatur und der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ubiquitin-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-50; Ubiquitin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7314
GeneID	7314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-228 des menschlichen Ubiquitins entspricht (NP_061828.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0CG47
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku