


Ubiquitin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg47

Artikelnummer: CM0022900



Einführung

Hochwertiger Ubiquitin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Erkennt Ubiquitin bei Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für Studien zu Proteindestabilisierung und Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ubiquitin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-50; Ubiquitin
GenID (Mensch)	7314
GenID	7314
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-228 von humanem Ubiquitin (NP_061828.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	P0CG47
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel