


Ubiquityl-Histon H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000075



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen ubiquityliertes Histon H2A an Lysin 119 (UniProt P04908/P0C0S8). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit breiter Speziesreaktivität (Mensch, Maus, Ratte und vorausgesagt). Ideal für epigenetische und chromatinbezogene Forschung bei der IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ubiquityl-Histon H2A-K119 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histon H2A-K119
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H2A
GenID	3012/8329
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches ubiquityliertes Peptid rund um K119 des menschlichen HIST1H2AB (NP_734466.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	P04908/P0C0S8
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel