


Uch37/Uchl5 Kaninchen Mab Für Wb Und Elisa - Q9Y5K5

Artikelnummer: CM0007414



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes UCH37/UCHL5, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-UCHL5, eine proteasom-assoziierte Deubiquitinase, die am Proteinabbau und der DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UCH37/UCHL5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UCHL5; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCH37; Ubiquitin-C-terminale Hydrolase L5; UCH37/UCHL5
Art	Mensch
Gen-ID	51377
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-329 von humanem UCH37/UCHL5 (NP_057068.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5K5
Proteingewicht	36 kDa/37 kDa
Versand	Eisbeutel