

Ucp3 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55916

Artikelnummer: CM0019577

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UCP3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen des mitochondrialen Stoffwechsels und der Entkopplung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	UCP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SLC25A9; UCP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7352
GenID	7352
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20–119 von menschlichem UCP3 (NP_073714.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55916
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel