


Ufd1L Kaninchen-Mak - Q92890

Artikelnummer: CM0003826



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen UFD1L (Ubiquitin-Erkennungsfaktor im ERAD) validiert für Western Blot und ELISA in humanen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Ubiquitin-Proteasom-Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UFD1L Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	UFD1L
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7353
Gen-ID	7353
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q92890
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel