

Ugt2B7 Kaninchen-Pak - P16662

Artikelnummer: CM0022216



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen UGT2B7. Validiert in WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Aminosäuren 25-351 ab. Ideal für die Forschung zu Arzneimittelstoffwechsel und Hormonkonjugation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UGT2B7 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7364
GenID	7364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-351 von menschlichem UGT2B7 (NP_001065.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16662
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel